

SaniWorld



UN'AZIENDA DI SERVIZI INTEGRATI

La SANIWORLD elabora e sviluppa metodologie di pulizia e sanificazione studiate per le camere bianche delle aziende biomedicali, ma applicabili anche ai settori produttivi più differenti.

Nel tempo ha sviluppato altre attività correlate specializzandosi in settori quali la disinfestazione, la pulizia e sanificazione delle canalizzazioni e la disinfezione dei sistemi idrici per la prevenzione e l'abbattimento della carica microbica del batterio legionella.

Il lavoro di SANIWORLD inizia con l'interpretazione dei bisogni del Cliente e si distingue per la scrupolosa attenzione rivolta alla soddisfazione. Lavorare in un ambiente sano e pulito salvaguarda la salute e migliora la produttività sotto tutti gli aspetti.

La salubrità degli ambienti di lavoro e di chi li frequenta è la missione che SANIWORLD svolge da sempre.



PRODOTTI MONOUSO

La SANIWORLD è produttrice di mascherine monouso, con un impianto di nuova generazione totalmente automatizzato, ogni singolo pezzo viene sterilizzato automaticamente e imbustato.

Inoltre, è grossista e distributrice di MATERIALE IGIENICO SANITARIO, dalle mascherine monouso a quelle in stoffa, dalle tute a tutti gli strumenti per difendersi quotidianamente da virus e batteri.

Fornisce anche detergenti e detersivi professionali, per pulire ogni superficie.



Mascherine Chirurgiche

Filtranti ad alta Traspirabilità

Disposable masks High breathability filters

Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contami l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i..

Sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti (ad es. case della salute, ambulatori, ecc).

CERTIFICAZIONI: EN 14683:2019 Type I

UNI EN 14683-1:2010 • UNI EN ISO 9001:2015

Cert. di Sistema: UNI EN ISO 10993:2010

La mascherina non è da ritenersi comunque un DPI.



Mascherine Chirurgiche

Filtranti ad alta Traspirabilità

Disposable masks High breathability filters

Maschere facciali monouso tipo I

La mascherina è costituita da n.3 strati di TNT: (Tessuto non Tessuto - polipropilene) accoppiati mediante punti di elettrosaldatura a "sandwich"

Strato esterno

Materiale di tipo -spun bond- (TNT, tessuto non tessuto) conferisce resistenza e proprietà idrofoba

Strato intermedio

TNT prodotto con tecnologia - melt blown- e costituito da microfibre di diametro 1-3 micron; svolge la funzione filtrante

Strato interno

-spun bond-, è a contatto con il volto e protegge la cute dallo strato filtrante

Taglia unica.

Prodotto sterilizzato e monouso.



Dimensioni: 175x95 mm
BFE (efficienza filtrazione batterica) > 95%

PRODOTTO ITALIANO/Italian Hand Made



I NOSTRI SERVIZI

Pulizie civili e industriali con l'utilizzo di metodologie igienicamente e tecnologicamente più adatte ad ogni specifico intervento;

Sanificazione ambientale: pulizia e disinfezione sia interna che esterna delle aree abitate e industriali, degli ambienti adibiti a uffici, parti comuni, etc;

Pulizie sanitarie, compresa la sanificazione e la sterilizzazione degli ambienti adibiti a cure specialistiche e delle sale operatorie;


Disinfezione;

Disinfestazione e derattizzazione ambientale;



CONTROLLO QUALITA'

La procedura interna di Controllo Qualità SANIWORLD prevede una verifica periodica dell'efficacia del trattamento attraverso la misurazione dell'ATP, che indica l'energia prodotta dai batteri eventualmente presenti. Come operiamo



- Sopralluogo e valutazione dello stato reale del cantiere
- Capitolato operativo, descrizione della procedura operativa con razionalizzazione degli interventi
- Preventivo stima dei costi
- Verifica periodica del grado di soddisfazione e gestione delle osservazioni

FOGGING MACHINE



DISINFEZIONE TRAMITE USO DI FOGGING MACHINE

Prima e dopo il trattamento
Gli interventi di disinfezione permettono di:

- Agire ad ampio spettro eliminando ceppi batterici, funghi, alghe e solfato induttori
- Risparmiare energia
- Minimizzare l'impatto ambientale
- Ottemperare alle normative vigenti in termini di prevenzione e controllo della Legionellosi



SANIWORLD s.r.l.

+39 0861 432359

saniworldsrl@gmail.com

Viale Mazzini, 82 • 64011 Alba Adriatica (Te)



Certificazione
a Valenza
Internazionale



Organismo Di Certificazione Notificato Quality System Technical Certificate

Dichiarazione di Conformità CE n. 2007171-4841

“Viene rilasciata sulla base del Report di Verifica testato. Il prodotto mascherina è risultato conforme alle Norme armonizzate con le Direttive elencate al momento dell'esecuzione delle prove; altre Norme Direttive possono essere rilevanti per il prodotto. Questa verifica fa parte del Rapporto di Prova riferito all'Attestazione di Tipo, e deve essere letto insieme ad esso. Verificata la Conformità del Prodotto con le Direttive relative al Marchio CE inclusi tutti i pertinenti come ad esempio la Certificazione di Tipo, la valutazione del rischio e il controllo della produzione, il Produttore può applicare il Marchio CE a Prodotti identici ai campioni testati”.

Prodotto:

MASCHERINA MONOUSO di Tipo I

Normative di riferimento:

- 1) D.Lgs. 24 Febbraio 1997 n. 46 e s.m.i.
- 2) Norma Tecnica UNI EN 14683:2019
- 3) Norma Tecnica UNI EN ISO 10993:2010
- 2) Normativa UNI EN 14683
- 3) Regolamento UE 2016/425

Con la presente DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE, Asseveriamo, che i prodotti MASCHERINA MONOUSO di Tipo I sono realizzati in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle normative di riferimento.

In caso di modifiche apportate al Prodotto di cui al certificato di tipo allegato, senza il nostro consenso, VERRA' A CADERE LA VALIDITA' della presente DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.



Per la Società

SANIWORLD S.r.l.

Viale Mazzini, 82 – 64011 Alba Adriatica (TE)
Codice Fiscale/Partita IVA: 02071730671 – REA: TE-176518
PEC: saniworld@pec.it - Mail: saniworld@gmail.com

Protocollo: n. 01950
Registrazione: n. 03450

OPTYMUS
CIRCUITO FEDERALE
ASSEVERAZIONE INTERNAZIONALE
ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO

II	Firmato
Emissione : 17 Luglio 2020 Scadenza : 17 Giugno 2023	Presidente Dr. Alessandro Felloni

VERITAS
ACCREDITAMENTO ORGANISMI CERTIFICAZIONE
ADERENTE "MARKET ABUSE"
FEDERATO FIODA
FEDERAZIONE INTERNAZIONALE
ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO

“ IL SIGILLO A RILIEVO ASSEVERA E CONVALIDA L'ORIGINALITA' DELL'ATTESTATO “

Istituto Italiano Certificazione Qualità

Atto di significazione alla PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 4841/ESP del 01.03.1996

Presidenza: Via Nizza, 69 – 10123 Torino (To) - Ufficio Tecnico: Via Benvenuto Cellini, 21 - 10126 Torino
P.IVA: 03151560012 - CCIAA Torino: TO-738623 - Tel. (+39) 011 6633700 – (+39) 011 6633992 - Fax (+39) 011 6633886
PEC: iicq@pec.it - Web: www.iicq.it - www.iicq.net - www.dotiicq.eu
E-mail: info@dotiicq.eu - certificazioni.qualita@gmail.com - iicq@gmail.com -





DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

PRESO ATTO

Della "Scheda Tecnica" allegata
al **CERTIFICATO DI TIPO**
ad implementazione, complemento e
supporto

dell'**ATTESTATO CE 4841**
n. 2007171-FA020

con la presente

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ASSEVERIAMO

l'aderenza del "Prodotto Mascherina"
in conto della Ditta **SANIWORLD S.r.l.**
alla: Normativa UNI EN 14683
e al Regolamento UE 2016/425

Ing. Carlo Alberto Della Torre
Responsabile Ufficio Tecnico
Istituto Italiano Certificazione Qualità

SANIWORLD S.r.l.
Luigi Belletti
Amministratore Unico

ALBA ADRIATICA li: 17 Luglio 2020



SANIWORLD S.r.l.

Viale Mazzini, 82 – 64011 Alba Adriatica (TE)
Codice Fiscale/Partita IVA: 02071730671 – REA: TE-176518
PEC: saniworld@pec.it - Mail: saniworld@gmail.com



Certificazione
a Valenza
Internazionale



Organismo Di Certificazione Notificato

Quality System Technical Certificate

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

n. 2007171-4841-FA020

Complemento Certificato CE 4841

L'ISTITUTO ITALIANO CERTIFICAZIONE QUALITÀ
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATO

ATTESTA CHE



SANIWORLD S.r.l.

Viale Mazzini, 82 – 64011 Alba Adriatica (TE)
Codice Fiscale/Partita IVA: 02071730671 – REA: TE-176518
PEC: saniworld@pec.it - Mail: saniworld@gmail.com

In qualità di produttore e/o distributore di:

MASCHERINA MONOUSO di Tipo I

DICHIARA

Che il Prodotto è realizzato in ottemperanza alle seguenti normative :

**D.Lgs. 24 Febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. - Norma Tecnica UNI
EN 14683:2019 – Norma Tecnica UNI EN ISO 10993:2010
Normativa UNI EN 14683 - Regolamento UE 2016/425**

e che le caratteristiche tecniche complete sono in allegato
alla presente Dichiarazione

Protocollo: n. 01950
Registrazione: n. 03450

OPTYMUS
CIRCUITO FEDERALE
ASSEVERAZIONE INTERNAZIONALE
ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO

II

Emissione : 17 Luglio 2020
Scadenza : 17 Giugno 2023

Firmato
Presidente
Dr. Alessandro Felloni

VERITAS
ACCREDITAMENTO ORGANISMI CERTIFICAZIONE
ADERENTE "MARKET ABUSE"
FEDERATO FIODA
FEDERAZIONE INTERNAZIONALE
ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO

Istituto Italiano Certificazione Qualità

Atto di significazione alla PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 4841/ESP del 01.03.1996

Presidenza: Via Nizza, 69 – 10123 Torino (To) - Ufficio Tecnico: Via Benvenuto Cellini, 21 - 10126 Torino
P.IVA: 03151560012 – CCIAA Torino: TO-738623 - Tel. (+39) 011 6633700 – (+39) 011 6633992 - Fax (+39) 011 6633886
PEC: iicq@pec.it - Web: www.iicq.it - www.iicq.net - www.dotiicq.eu
E-mail: info@dotiicq.eu - certificazioni.qualita@gmail.com - iicq@gmail.com -




Certificazione
di prodotto
Internazionale



Organismo Di Certificazione Notificato

Quality System Technical Certificate



n. 2007171-FA020

4841
P.d.C.M.

Asseveriamo

L'aderenza del prodotto in testata a D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. Norma Tecnica
UNI EN 14683:2019 e Norma Tecnica UNI EN ISO 10993-1:2010

per la Società



SANIWORLD S.r.l.

Viale Mazzini, 82 – 64011 Alba Adriatica (TE)
Codice Fiscale/Partita IVA: 02071730671 – REA: TE-176518
PEC: saniworld@pec.it - Mail: saniworld@gmail.com

Relativa ai prodotti:

MASCHERINA MONOUSO di Tipo I

I prodotti presentati sono stati testati e trovati in conformità con la Normativa UNI EN 14683 e al Regolamento UE 2016/425. La presente Attestazione CEE si basa sulla valutazione di un campione dei prodotti sopra menzionati. Non implica una valutazione dell'intera produzione. La marcatura CE, come su indicata, asseverata dal Certificato di Tipo e la complementare Dichiarazione di Conformità, può essere apposta sul prodotto dopo aver predisposto la documentazione tecnica necessaria.

Il sigillo a rilievo assevera e convalida l'originalità dell'attestato

Protocollo: 01950

Registrazione: 03450

OPTYMUS
CIRCUITO FEDERALE
ASSEVERAZIONE INTERNAZIONALE
ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO

Emesso il: 17 Luglio 2020

Validità al: 17 Giugno 2023

ed è subordinato all'attinenza ed osservanza dei
parametri già accertati in prima verifica il 04 Maggio
2020 e successivamente il 20 Maggio 2020

VERITAS
ACCREDITAMENTO ORGANISMI CERTIFICAZIONE
ADERENTE "MARKET ABUSE"
FEDERATO FIODA
FEDERAZIONE INTERNAZIONALE
ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO

ALLEGATI:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' n. 2007171-4841

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO: n. 2007171-4841 -FA020

Istituto Italiano Certificazione Qualità

Atto di Notifica e Significazione alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n.4841/ESP del 01/03/1996

Presidenza: Via Nizza, 69 – 10123 Torino (To) - Ufficio Tecnico: Via Benvenuto Cellini, 21 - 10126 Torino

P.IVA: 03151560012 – CCIAA Torino: TO-738623 - Tel. (+39) 011 6633700 – (+39) 011 6633992 - Fax (+39) 011 6633886

PEC: iicq@pec.it - Web: www.iicq.it - www.iicq.net - www.dotiicq.eu

E-mail: info@dotiicq.eu - certificazioni.qualita@gmail.com - iicq@gmail.com -

Organismo Di Certificazione Notificato

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION

Certificato di Impresa n. SQ 2006061 - FA020

Protocollo n. 01949 - Registrazione n. 03449

Si attesta che l'Impresa:



SANIWORLD S.r.l.

Viale Mazzini, 82 – 64011 Alba Adriatica (TE)
Codice Fiscale/Partita IVA: 02071730671 – REA: TE-176518
PEC: saniworld@pec.it - Mail: saniworld@gmail.com

E' stata verificata conforme ai requisiti della Normativa:

UNI EN ISO 9001:2015

Campo Applicativo

Produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuali sanitari, altri tipi di mascherine filtranti e non, altri tipi di dispositivi di protezione individuale non sanitari, quali: Guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali: Tute e/o Camici; Calzari e/o Sovrascarpe; Cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, ecc. Attrezzature per la pulizia, l'igiene ed il trattamento delle superfici; in particolare lo sviluppo, la preparazione, il confezionamento, l'acquisto e la rivendita di specialità e presidi Medico-Chirurgici per la detergenza e la disinfezione, l'igiene personale ed ambientale.

Codici ATECO: 28.94.10 - 32.50.12 – 32.99.19 - 46.46.30 – 46.69.94

VERITAS (Accreditamento Organismi di Certificazione) ADERISCE E SI UNIFORMA alle Normative di riferimento EA in base alla NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 e UNI CEI EN 45000

“ IL SIGILLO A RILIEVO ASSEVERA E CONVALIDA L'ORIGINALITA' DELL'ATTESTATO “

Emissione : 06 Giugno 2020
Scadenza: 06 Maggio 2022

Subordinata all'attinenza e osservanza dei parametri già accertati in prima verifica il 13/05/2020 e successiva il 29/05/2020



QUESTA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ HA VALENZA INTERNAZIONALE

Estensione prospettica e Normativa da:

Istituto Italiano Certificazione Qualità

Atto di significazione alla PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 4841/ESP del 01.03.1996

Presidenza: Via Nizza, 69 – 10123 Torino (To) - Ufficio Tecnico: Via Benvenuto Cellini, 21 - 10126 Torino
P.IVA: 03151560012 – CCIAA Torino: TO-738623 - Tel. (+39) 011 6633700 – (+39) 011 6633992 - Fax (+39) 011 6633886
PEC: iicq@pec.it - Web: www.iicq.it - www.iicq.net - www.dotiicq.eu
E-mail: info@dotiicq.eu - certificazioni.qualita@gmail.com - iicq@gmail.com -



Certificazione
a Valenza
Internazionale



Organismo Di Certificazione Notificato

Quality System Technical Certificate

**ALLEGATO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO - n. 2007171-4841-FA020
ECERTIFICAZIONE DI PRODOTTO MARCHIO CE n. 4841**



SANIWORLD S.r.l.

Viale Mazzini, 82 – 64011 Alba Adriatica (TE)
Codice Fiscale/Partita IVA: 02071730671 – REA: TE-176518
PEC: saniworld@pec.it - Mail: saniworld@gmail.com

Caratteristiche complete del prodotto

MASCHERINA MONOUSO di Tipo I

Composta da tre strati in tessuto-non-tessuto TNT in prolipolene PP opaco, inodore, con filtro ad elevata efficienza, morbida, priva di fibra di vetro, ipoallergenico, buona permeabilità all'aria. Può essere fissata con lacci oppure con elastici di lattice. Rifiniture termosaldate.

Colori: Nero, Rosa, Azzurro. Colorazione antiriflesso e stabile


Strato Esterno (Lato Mondo): Tessuto-non-tessuto (TNT) prodotto con tecnologia SPUNBOND con trattamento idrofobo (opzionale); questo strato ha la funzione di conferire resistenza meccanica alla mascherina e proprietà idrofoba.

Strato Intermedio (Strato Filtrante): Tessuto-non-tessuto (TNT) prodotto con tecnologia MELTBLOWN e costituito da microfibre di diametro 1-3 micron; questo strato svolge la funzione filtrante.

Strato Interno (Lato Volto): Tessuto-non-tessuto (TNT) prodotto con tecnologia SPUNBOND; questo strato ha funzione protettiva per il volto evitando il contatto diretto della cute con lo strato filtrante intermedio.

DIMENSIONI

Misura Unica	mm
Lunghezza	175 +/- 2
Larghezza	95 +/- 2
Larghezza minima Lacci	395 +/- 1,5
Lunghezza minima Elastici	175 +/- 5
Fermanaso in alluminio in PVC (Y)	105 +/- 3
Fermanaso in alluminio in PVC (X)	3,5 +/- 0,5
Fermanaso rivestito in PVC – Diametro	0,68



Responsabile Ufficio Tecnico
Ing. Carlo Alberto Della Torre

Presidente
Dr. Alessandro Felloni

Istituto Italiano Certificazione Qualità

Atto di significazione alla PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 4841/ESP del 01.03.1996

Presidenza: Via Nizza, 69 – 10123 Torino (To) - Ufficio Tecnico: Via Benvenuto Cellini, 21 - 10126 Torino
P.IVA: 03151560012 – CCIAA Torino: TO-738623 - Tel. (+39) 011 6633700 – (+39) 011 6633992 - Fax (+39) 011 6633886
PEC: iicq@pec.it - Web: www.iicq.it - www.iicq.net - www.dotiicq.eu
E-mail: info@dotiicq.eu - certificazioni.qualita@gmail.com - iicq@gmail.com -



SIGILLO DI GARANZIA



Lotto Nr. 10020201
Prod. Agosto 2020
Scad. Luglio 2023

Lot number & product in date. See inner package.
EPA 7001270471
EPA 7001 43259 - sanitworld@gmail.com
SaniWorld s.p.a. - Italia - Aquilone (TR)



PRODOTTO DA:
SANIWORLD s.r.l.
 Viale Mazzini, 82
 64011 Alba Adriatica (To)
 tel. +39 0861 432359
 saniworldsr@gmail.com
 PIVA 02071730671

Confezionata in scatola contenente 50 mascherine.
AVVERTENZE PER L'USO, LO STOCCAGGIO E LO SMALTIMENTO

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, all'ozono ed a fonti di calore. Dispositivo monouso: l'eventuale pulizia e/o sterilizzazione può danneggiare il dispositivo, con il conseguente rischio di perforazioni e lacerazioni durante il riutilizzo. CER 15 02 02 - Smaltire in conformità alle normative vigenti. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

Estraete la mascherina dalla confezione dopo aver

Packaged in a box containing 50 masks.
WARNINGS FOR USE, STORAGE AND DISPOSAL
 Store the product in a cool and dry place. Avoid direct exposure to sunlight, ozone and heat sources.

Disposable device: any cleaning and / or sterilization can damage the device, with the consequent risk of perforations and lacerations during reuse. CER 15 02 02 - Dispose of in accordance with current regulations. The manufacturer declines all responsibility for any damage resulting from non-compliant and / or improper use.

INSTRUCTIONS FOR USE

Remove the mask from the package after washing

PRODUCT OF ITALY AND EUROPEAN UNION

lavato le mani. Assicuratevi che sia in perfetto stato, idonea per l'utilizzo.

Afferrate la cordina e posizionate la mascherina sul viso.

Agganciate i lacci della mascherina alle orecchie e sistemate in modo appropriato:

la parte superiore deve coprire il naso, mentre la

parte inferiore deve coprire la mascella.

Con le dita esercitate una pressione sul naso, in

modo che la maschera aderisca alla pelle.

Per proteggere adeguatamente, la maschera deve

ricoprire totalmente la zona del viso descritta.

ATTENZIONE:

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Mascherine monouso, non riutilizzabili.

your hands. Make sure it is in perfect condition, suitable for use.

Grab the cord and place the mask on your face.

Hook the laces of the mask onto your ears and

arrange it appropriately.

The upper part must cover the nose, while the

lower part must cover the jaw.

With your fingers, apply pressure to your nose, so

that the mask adheres to the skin.

To adequately protect, the mask must completely

cover the face area described.

CAUTION:

Do not use if the packaging is damaged.

Disposable, non-reusable masks.

Single-use
Face Mask

10 / PCS

Product Name: Single-use Face Mask
Specification: 175mm x 95mm
Expiration Date: 3 Years after production

Nom du produit: Masque facial à
usage unique

Dimensions: 175mm x 95mm
Date d'expiration: 3 ans après la date
de production

Nome del prodotto: Mascherina
facciale uso singolo
Dimensioni: 175mm x 95mm
Data di scadenza: 3 anni dalla
produzione

Produktbezeichnung: Einweg-Atem-
schutzmaske
Abmessungen: 175mm x 95mm
Haltbar bis: 3 Jahre nach Produktion-
datum

Productnaam: Gezichtsmaskers
voor eenmalig gebruik
Specificatie: 175mm x 95mm
Houdbaar Tot: 3 jaar na productieda-
tum

Nombre del producto: Mascarilla de
un solo uso
Especificación: 175mm x 95mm
Fecha de caducidad: 3 años desde la
producción


Product Model: MaskST0010

CE EN 14683:2019 Type I
UNEN 13697:2019 • UNI EN ISO 9001:2015
Systeme de Geste: UNI EN ISO 10993:2010

PRODOTTO ITALIANO/Italian Hand Made



2020



n. 2007171-FA020
4541





Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contami l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.. Sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presta assistenza a pazienti (ad es. case della salute, ambulatori, ecc).

certificata UNI EN 14683:2019.
La mascherina non è da ritenersi comunque un DPI.

Lotto nr. 10020201

Prod. 2020

Scadenza 07/2023

Product Model : MaskST0010

CERTIFICAZIONI: EN 14683:2019 Type I
UNI EN 14683-1:2010 • UNI EN ISO 9001:2015
Cert. di Sistema: UNI EN ISO 10993:2010



n. 2007171-FA020
4841



MD



Maschere facciali monouso tipo I
La mascherina è costituita da n.3 strati di TNT: (Tessuto non Tessuto - polipropilene) accoppiati mediante punti di elettrosaldatura a "sandwich"

Strato esterno

Materiale di tipo -spun bond- (TNT, tessuto non tessuto) conferisce resistenza e proprietà idrofoba

Strato intermedio

TNT prodotto con tecnologia - melt blown- e costituito da microfibre di diametro 1-3 micron; svolge la funzione filtrante

Strato interno

-spun bond-, è a contatto con il volto e protegge la cute dallo strato filtrante

Taglia unica.

Prodotto sterilizzato e monouso.